

Памятка для пациентов по правилам обращения с кардиорегистратором и поведению пациента при проведении суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру и СМАД.

- 1) Не вскрывать регистратор, не извлекать батарею и не отсоединять кабель пациента от регистратора во время записи.
- 2) Не извлекать регистратор из чехла или зажима для ремня во время записи.
- 3) Во избежание удушья или других травм, а также прерывания записи необходимо обеспечить наблюдение за пациентами во время ношения ими регистратора согласно их возрасту и состоянию.
- 4) Нельзя находиться вблизи электрооборудования высокого напряжения, металлодетекторов, больших магнитов или других потенциальных источников электромагнитных помех, таких как электрические одеяла, электрические грелки и т. д.
- 5) Не принимать ванну или душ и не плавать во время ношения регистратора.
- 6) Не садиться и не наступать на регистратор.
- 7) Соблюдать осторожность с целью не запутаться в кабеле пациента во избежание удушья или нарушения кровообращения в конечности.
- 8) Соблюдать осторожность при взаимодействии с домашними животными или маленькими детьми, чтобы они не запутались в кабеле, не отсоединили электроды или кабель пациента, не извлекли батарею из регистратора или не проглотили мелкие детали (электроды, крышку батарейного отсека и т. д.).
- 9) Во время ношения регистратора не следует проходить процедуры МРТ или КТ и выполнять рентгенологические исследования.